

Liste d'Allergènes BÜHLMANN



VENINS D'INSECTES

BAG2-I1	ABEILLE (APIS MELLIFERA)
BAG2-I1CHK	CHECK ABEILLE (APIS MELLIFERA)
BAG2-I3	GUEPE (VESPULA SPP)
BAG2-I3CHK	CHECK GUEPE (VESPULA SPP)
BAG2-I4	GUEPE (POLISTES APACHUS)
BAG2-I75	FRELON EUROPEEN (VESPA CRABO)

Determinants glucidiques à réaction croisée

BAG-K202	BROMELAÏNE
BAG-K225	HRP PEROXYDASE DE RAIFORT

MEDICAMENTS

Antibiotiques

BAG2-C1	PENICILLINE G
BAG2-C11	BENZYPENICILLOYL-POLYLYSINE, PPL
BAG2-C12	BENZYPENICILLINE +-ACIDE, MDM
BAG2-C2	PENICILLINE V
BAG2-C3	CEPHALOSPORINE C
BAG2-C31	CEFAMANDOLE
BAG2-C32	CEFAZOLINE
BAG2-C33	CEFUROXIME
BAG2-C34	CEFACLOR
BAG2-C35	CEFTRIAXONE
BAG2-C36	LEVOFLOXACINE
BAG2-C61	SULFAMETHOXAZOLE
BAG2-C62	TRIMETHOPRIME
BAG2-C75	TETRACYCLINE
BAG2-C76	DOXYCYCLINE
BAG2-C81	CIPROFLOXACINE
BAG2-C82	MOXIFLOXACINE
BAG2-C203	AMPICILLINE
BAG2-C204	AMOXICILLINE
BAG2-CCLA	CLARITHROMYCINE
BAG2-CCLAX	ACIDE CLAVULANIQUE AMOX (ACIDE CLAVULANIQUE / AMOXICILLINE 20/80)
BAG2-CCLIN	CLINDAMYCINE
BAG2-CERY	ERYTHROMYCINE
BAG2-CRIF	RIFAMPICINE

Analgésiques

BAG2-C51	LYS-ASPIRINE
BAG2-C52	DICLOFENAC
BAG2-C53	IBUPROFENE
BAG2-C54	INDOMETHACINE
BAG2-C55	ACETAMINOPHENE / PARACETAMOLE
BAG2-C56	ACIDE MEFENAMIQUE
BAG2-C57	PHENYLBUTAZONE
BAG2-C58	PROPYPHENAZONE
BAG2-C59	DIPYRONE / METAMIZOLE
BAG2-CNAP	NAPROXENE
BAG2-CTRA	TRAMADOL nouveau
BAG2-C114	ACIDE SALICYCLIQUE (SEL Na)

Relaxants musculaires (curares)

BAG2-CATR	ATRACURIUM
BAG2-CCAT	CISATRACURIUM
BAG2-CMIV	MIVACURIUM
BAG2-CPAN	PANCURONIUM
BAG2-CPRO	PROPOFOL
BAG2-CROC	ROCURONIUM
BAG2-CSUX	SUXAMETHONIUM
BAG2-CVEC	VECURIUM
BAG2-CNBX	MELANGES CURARES (CATR, CCAT, CMIV, CPAN, CPRO, CROC, CSUX, CVEC)

Anesthésiques locaux

BAG2-CART	ARTICAÏNE
BAG2-CBUP	BUPIVACAÏNE
BAG2-CMEP	MEPIVACAÏNE
BAG2-CLID	LIDOCAÏNE

Produits de contrastes iodés

BAG2-CIOBI	IOBITRIDOL
BAG2-CIODI	IODIXANOL
BAG2-CIOHE	IOHEXOL
BAG2-CIOME	IOMEPROL
BAG2-CIOPA	IOPAMIDOL
BAG2-CIOPR	IOPROMIDE
BAG2-CIOXA	IOXAGLATE
BAG2-CIOXI	IOXITALAMATE

Antiseptiques

BAG2-CCHX	CHLORHEXIDINE
-----------	---------------

Excipients

BAG2-CE466	CARBOXYMETHYLCELLULOSE
BAG2-CPEG	PEG-4000

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

BAG2-COME	OMEPRAZOLE
BAG2-CESO	ESOMEPRAZOLE
BAG2-CPANT	PANTOPRAZOLE
BAG2-CLAN	LANSOPRAZOLE

Bêta-bloquants

BAG2-CBIS	BISOPROLOL
BAG2-CMET	METOPROLOL nouveau

Inhibiteurs de l'ECA

BAG2-CRAM	RAMIPRIL
-----------	----------

COMPOSANTS ENVIRONNEMENTAUX ET PROFESSIONNELS

BAG-K79	ANHYDRIDE / ACIDE PHTALIQUE
BAG-K82	LATEX
BAG-K85	CHLORAMINE-T
BAG-K87	ALPHA-AMYLASE

PNEUMALLERGENES

Graminées / mauvaises herbes

BAG-G2	CHIENDENT DACTYLE
BAG-G3	DACTYLE PELOTONNE
BAG-G5	IVRAIE VIVACE
BAG-G6	FLEOLE DES PRES
BAG-G12	SEIGLE
BAG-GX1	6-MELANGES HERBES (G3, G5, G6, FETUQUE DES PRES, PATURIN, HOULQUE MOLLE)

Graines

BAG-W1	AMBROISIE ELEVEE
BAG-W6	ARMOISE
BAG-W9	PLANTAIN LANCEOLE
BAG-W19	PARIETAIRE
BAG-WX1	6-MELANGE AMBROISIE (W1, GRANDE HERBES A POUX)

Arbres

BAG-T3	BOULEAU
BAG-T4	NOISETIER
BAG-T7	CHENE
BAG-T9	OLIVIER

Moississures

BAG-M1	PENICILLIUM
BAG-M2	CLADOSPORIUM
BAG-M3	ASPERGILLUS
BAG-M5	CANDIDA ALBICANS
BAG-M6	ALTERNARIA

Allergènes et Mélanges d'Allergènes



Acariens, Animaux et Insectes	
BAG-D1	ACARIEN
BAG-D2	ACARIEN AMERICAIN
BAG-D70	ACARUS SIRO
BAG-DX1	MELANGE ACARIENS (D70, LEPIDOGYPHUS DESTRUCTOR, TYROPHAGUS PUTRESCENTIA, GLYCY-PHAGUS DOMESTICUS)
BAG-E1	EPITHELIUM DE CHAT
BAG2-FELD1	rFEL D 1, CHAT*
BAG-E2	EPITHELIUM DE CHIEN
BAG2-CUL	ANTIGENE CULICOÏDE (APPLICATION CHEVAUX) RUO
BAG-IX1	BAG-IX1 MELANGE PNEUMALLERGENES (GX1, G12, T3, T4, W6, W9, M6, D1, D2, E1, E2)
ALIMENTS	
Oeuf	
BAG-F1	BLANC D'OEUF
BAG-F75	JAUNE D'OEUF
Lait	
BAG-F2	LAIT DE VACHE
BAG-F76	ALPHA-LACTALBUMINE
BAG-F77	BETA-LACTOGLOBULINE
BAG-F78	CASEINE
Poissons et Viandes	
BAG-F3	MORUE
BAG-F23	CRABE (CALLINECTES SAPIDUS)
BAG-F24	CREVETTE
BAG-F258	CALMAR
BAG-F290	HUITRE
BAG-P4	ANISAKIS
BAG-F26	PORC
BAG-F27	BOEUF
Fruits et Légumes	
BAG-F25	TOMATE
BAG-F31	CAROTTE
BAG-F33	ORANGE
BAG-F85	CELERI
BAG-F95	PECHE
BAG2-PRUP3	PECHE nPRU LTP P 3
BAG2-MALD1	rMAL D 1, POMME*
Graines et Noix	
BAG-F10	SESAME
BAG-F13	ARACHIDE
BAG2-ARAH1	nARA H 1 ARACHIDE
BAG2-ARAH2	nARA H 2 ARACHIDE
BAG2-ARAH6	nARA H 6 ARACHIDE

BAG-F14	SOJA
BAG-F17	NOISETTE
BAG-F20	AMANDE
BAG-F202	NOIX DE CAJOU
BAG-F203	PISTACHE
BAG-F256	NOIX
Céréales	
BAG-F4	BLE
BAG2-TRIA12	rTRI A 12, Profiline de blé*
BAG-F79	GLUTENINE – blé
BAG-F98	GLIADINE – blé
BAG-F5	FARINE DE SEIGLE
BAG-F6	FARINE D'ORGE
BAG-F7	FARINE D'AVOINE
BAG-F8	MAÏS
BAG2-ZEAM12	rZEA M 12, Profiline de Maïs*
BAG-F81	AMIDON DE MAÏS
BAG-F9	RIZ
BAG-F45	LEVURE DE BOULANGER
BAG-FX1	MELANGE ALIMENTAIRE (F1, F75, F2, F3, F4, F13, F14, F17, F24)
ADDITIFS ALIMENTAIRES	
BAG2-C103	TARTRAZINE E102 JAUNE
BAG2-C105	BLEU DE METHYLENE
BAG2-C111	BENZOATE DE SODIUM E211
BAG2-C112	NITRITE DE SODIUM E250
BAG2-C113	METABISULFITE DE POTASSIUM E224
BAG2-C114	SALICYLATE DE SODIUM E218
BAG2-CE104	JAUNE DE QUINOLEINE E104
BAG2-CE110	JAUNE ORANGE S E110
BAG2-CE122	AZORUBINE E122 ROUGE
BAG2-CE123	AMARANTHE E123 ROUGE
BAG2-CE124	PONCEAU 4R E124
BAG2-CE127	ERYTHROSINE E127 ROUGE
BAG2-CE131	BLEU PATENTE V E131
BAG2-CE132	INDIGOTINE E132 BLEU
BAG2-CE151	NOIR BRILLANT E151
BAG2-CE202	ACIDE SORBIQUE E200
BAG2-CE621	GLUTAMATE MONOSODIQUE E621
BAG2-C101	MELANGE COLORANTS ALIMENTAIRES I (CE104, CE110, CE122, CE123, CE124)
BAG2-C102	MELANGE COLORANTS ALIMENTAIRES II (CE127, CE131, CE132, CE151)

*allergène recombinant

Mettre en suspension les allergènes avec 250 µL de tampon de stimulation (STB)

Jusqu'à 4 stimulations par flacon d'allergène

Garder les allergènes avant ouverture à -20°C jusqu'à la date d'expiration

Utilisez un nouveau flacon d'allergène à chaque nouvelle stimulation ; seuls les allergènes de venins (BAG2-I1 & BAG2-I3) sont stables 1 mois à -20°C

Pour de plus amples informations, se référer à la page internet : www.buhmannlabs.com



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhmannlabs.ch
www.buhmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN Diagnostics Corp
USA / Canada
info@buhmannlabs.com
www.buhmannlabs.com
Phone 844 300 9799

Flow CAST® (FK-CCR-U),
CAST® ELISA (EK-CAST-U/
EK-CAST5-U) et les aller-
gènes CAST® sont disponibles
pour la recherche uniquement
aux États-Unis et au Canada.
Ne pas utiliser dans les procé-
dures de diagnostic.

Produits en rapport:

Flow CAST®	FK-CCR-U	100 tests
CAST® ELISA	EK-CAST-U	192 puits
	EK-CAST5-U	480 puits

CAST® est une marque déposée par
BÜHLMANN dans de nombreux pays.